



PERFECTGLOVES



DERMATRIL : gants en nitrile enrichis à l'avoine



Qu'est-ce que le système COATS® ?

COATS® est un acronyme pour *Colloidal Oatmeal System* (système d'avoine colloïdal). C'est une technologie brevetée de revêtement de gant qui contient un protecteur de peau cliniquement prouvé.

Les Grecs et Romains ont documenté l'utilisation de «bains d'avoine» pour soigner les problèmes de peau.

Encore aujourd'hui, l'avoine est utilisé comme un agent apaisant pour soulager les démangeaisons et les irritations.

Un gant à l'avoine, pour qui ?

Pour les chirurgiens-dentistes qui souffrent de peau sèche et démangeaisons en raison des lavages répétés des mains et l'utilisation prolongée de gants : les gants DERMATRIL aident à maintenir la barrière naturelle d'hydratation de la peau.


Dermatril en détail

Matière	· Nitrile
Couleur	· Bleu grisé
Forme	· Ambidextre
Bord	· Roulé
Texture	· Bout des doigts texturé
Poudrés	· NON



FAQ

Comment fonctionne le système COATS® ?



J'ai une intolérance au gluten. Puis-je porter des gants COATS® ?

Oui. Alors que les traces infimes de gluten en raison de la contamination croisée peuvent se retrouver dans le revêtement d'avoine des gants COATS, l'exposition topique au gluten est complètement sans danger pour les intolérants au gluten¹.

Selon le *Centre for Coeliac Research* de Boston, « C'est l'ingestion orale de gluten qui active les réactions immunologiques conduisant au processus auto-immune typique de l'intolérance au gluten », c'est-à-dire que les symptômes indésirables associés à la maladie cœliaque surviennent uniquement lorsque le gluten est ingéré par voie orale. La présence de gluten dans les produits destinés à une utilisation externe, en particulier l'application de produits de beauté été jugée sûre par le *Centre for Coeliac Research*.

Sources :

¹ <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ceeliac-disease/expert-answers/ceeliac-disease/faq-20057879>



Références et détails techniques

XS	28397	Longueur du gant (en mm)	240 mm
S	28398	Épaisseur à la paume (en mm)	0,07 ± 0,02
M	28399	Épaisseur au doigt (en mm)	0,09 ± 0,02
L	28409	Test d'étanchéité	AQL (Acceptable Level Quality) : 1,5
		Taux d'avoine	≥ 5 mg/gant

Informations légales

Dispositif Médical de Classe I

Répond aux normes EN 455-1/3/4

Certifié pour le contact alimentaire (EN 1186)

N^{os} de brevets : 7,691,436 / 7,718,240 / 7,740,622 / 8,075,965 / 8,458,818

Informations logistiques

Boite de 100 gants

Carton de 1 000 gants (10 boites)

Informations packaging



Conditions de conservation et de stockage

Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil.

Doit être stocké à une température inférieure à 40°C.

Durée de vie du produit : 3 ans.

