

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Micro-Thin<sup>™</sup> White Nitrile

GANTS D'EXAMEN

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Matériau</b>	Nitrile
<b>Teneur en poudre</b>	Gant non poudré
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Forme</b>	Ambidextre
<b>Surface interne du gant</b>	Chlorée
<b>Surface externe du gant</b>	Doigts adhésifs
<b>Modèle de manchette</b>	Bord roulé

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur Valeur moyenne (mm/mils)	Doigt	Paume	Manchette
		0,08 / 3,1	0,06 / 2,4
<b>Longueur du gant</b> Type (mm/po)	240 / 9,5 min		
<b>Résistance</b> Minimale	Avant vieillissement/Neuf		
	ASTM <sup>1</sup>	EN <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture (%)	500 min.	-	
Force à la rupture (N)	-	6 min.	
Résistance à la traction (MPa)	14 min.	-	
	Après vieillissement/Après test d'épreuve microbologique		
	ASTM <sup>1</sup>	EN <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture (%)	≥ 400	-	
Force à la rupture (N)	-	≥ 6,0	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	-	

## PROFIL DE SÉCURITÉ ALLERGIQUE

<b>Accélérateurs chimiques de vulcanisation</b>	Dibutylthiocarbamate de zinc (ZDBC)
<b>Irritation cutanée primaire</b>	Considérée comme négligeable conformément à la norme ISO 10993-10
<b>Sensibilisation cutanée</b>	Aucune preuve d'hypersensibilité retardée de contact conformément à la norme ISO 10993-10
<b>Teneur en protéines</b>	N'est pas applicable : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
<b>Prévention des allergies</b>	Latex (type I)



1 Normes ASTM : norme ASTM D3577. 2 Normes européennes : norme EN 455-2.

## NORMES DE SÉCURITÉ

<b>Absence de perforation (NQA)</b>	1,5
<b>Méthode de stérilisation</b>	Non applicable
<b>Gant homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques</b>	Oui, conformément à la norme ASTM D6978
<b>Pénétration virale</b>	Conforme à la norme ASTM F-1671 avec le bactériophage PhiX174 Conforme à la norme ISO 16604 avec le bactériophage PhiX174

## NORMES ET CERTIFICATIONS

<b>Normes</b>	ASTM D6319, ISO 10993-10
<b>Normes de qualité/ environnementales</b>	ISO 9001, ISO 13485
<b>Certification produit</b>	UE : marquage CE en vertu de la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE (Classe I) et Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (risques Cat. III) par Centexbel 0493 EN 455 parties 1 à 4, EN ISO 374 partie 1, EN 374 partie 2, EN 16523-1, EN 374 partie 4, EN ISO partie 5

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

<b>Conditionnement</b>	200 gants par boîte 10 boîtes par carton
<b>Durée limite de stockage</b>	3 ans
<b>Consignes de stockage</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes.

## RÉFÉRENCES ANSELL

Taille	Référence	Taille	Référence
5.5-6 / XS	313015060	8.5-9 / L	313015090
6.5-7 / S	313015070	9.5-10 / XL	313015100
7.5-8 / M	313015080		

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com

**Amérique centrale et Amérique latine**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cstac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : + 55 11 3356 3100  
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0)2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : +603 8310 6688  
E-mail : apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : +61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales, déposées ou non, d'Ansell Ltd ou de ses filiales.  
© 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.